

【LEBER (リーバー) の登録方法】

① 保護者のアカウントを作成する

(1) スマートフォンのアプリストアで「リーバー」と検索してアプリをダウンロードします。

(2) 「開く」を押してアプリを起動し、携帯電話番号を入力します。

携帯電話番号を入力

※入力すると、SMS (ショートメッセージ)が届きます。

(3) SMS (ショートメッセージ) に届いた4桁の認証コードを入力して「>」を押します。

※ 認証コードが送られてこない場合は、「電話で取得する」を押して下さい。取得できない場合は以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

< お問い合わせ先 : 029-896-6263 >

(4) 保護者の名前でアカウント情報を入力して次へ。

(5) 利用規約に同意をして利用開始。

個人情報の暗号化管理をしております。

Pマーク取得

② お子様を追加

(6) 右上のアイコンをクリックし、「別のアカウントを登録」を押します。

(7) 「QRコードで所属を登録」を押し、チラシの左下のQRコードを読み込み、学校のクラスお子様のアカウント情報を入力します。

は必須項目。お子様のお名前、性別、生年月日をご入力下さい。

③ 体温チェック

(8) 体温チェック通知が届いたら確認。毎日通知が届きます。

(9) お子様のアカウントを選択して体温・体調を入力してください。